



DOTT.SSA GIADA SALVATORI
ORTOPEDICO PEDIATRICO

Come inviare immagini RX in modo semplice?

1) Scarica il programma: **RadiAnt**



- a) Vai sul sito www.radiantviewer.com e clicca su "Scarica subito"
- b) Una volta scaricato, lancia il programma cliccando su "RadiAnt-4.6.5-Setup.exe" e porta a termine la procedura

2) Inserisci il **CD**

3) Clicca su icona di **RadiAnt**



e apri il programma

4) Sulla barra degli strumenti, in alto a sinistra, clicca sul **CD**
Verranno visualizzate le immagini




5) Attendere che vengano caricate tutte le immagini
(la barra di avanzamento in basso a destra scompare)

6) Sulla barra degli strumenti, in alto a sinistra, clicca sul dischetto Si aprirà la finestra "**Export Images**"



7) Seleziona: "**All opened series**" e "**JPEG**" (in alternativa, sarà il medico stesso a chiedervi di selezionare "All opened series" e "**DICOM**"). Quindi Premere il tasto "**Export**"



8) Seleziona una cartella dove scaricare le immagini (ad esempio: **Desktop**) e premi **OK**. Le immagini verranno scaricate sul Desktop, in una cartella col nome del paziente

9) **Allega** le singole immagini JPEG (o DICOM) alla **mail**.